



Sadelięe Deęer Vermek




www.medelmedical.com

Sadeliğe Değer Vermek

Tıbbi teknoloji ve cihazlar alanında, basitlik arayışı genellikle daha etkili sağlık sonuçlarına yol açar. Bu anlayış, Comen ND serisinin geliştirilmesinde kendini gösterir; burada basitlik vurgusu tüm kullanıcı deneyimine yayılmıştır. Cihaz sadece öğrenmesi, kullanması ve bakım yapması kolay olmakla kalmaz, aynı zamanda hasta izleme süreci de kusursuz bir şekilde entegre edilmiştir. Ancak, Comen ND serisinin basitliğinin yeteneklerinden ödün vermediğini belirtmek önemlidir. Kullanıcı dostu tasarımına rağmen, cihaz ilk beklentilerin ötesinde sofistike özellikler sunar."

Basit ve sezgisel kullanıcı arayüzleri, sağlık profesyonelleri ve hastalar için öğrenme eğrisini azaltarak teknolojinin daha geniş bir kitleye erişilebilir olmasını sağlar.



Kolay İzleme

Basit ve sezgisel kullanıcı arayüzleri, sağlık profesyonelleri ve hastalar için öğrenme eğrisini azaltır, böylece teknolojinin daha geniş bir kitleye erişilebilir olmasını sağlar.

ND serisi üç farklı boyutta sunulmaktadır: 10, 12 ve 15 inç.



Aksesuar depolama, bakıcıların ortak taleplerindendir. ND serisi, kullanılmayan aksesuarları saklamak için pratik bir dolap geliştirmiştir ve ihtiyaç duyulduğunda zamanında destek sağlar.

Bakıcıların monitörü izlerken konforunu göz önünde bulundurarak, ND serisi 10 derece eğilebilir ekran tasarımı uygulamıştır.




Temizlik ve dezenfeksiyon için, aksesuar dolabının rafı esnek ve döner şekilde tasarlanmıştır. Raf yukarı çekildiğinde, yatay olarak döndürülebilir.

Akıcı işlevler ve basit kullanım, sağlık hizmeti süreçlerinin daha hızlı ve verimli hale gelmesine katkıda bulunur. Bu, hızlı yanıtların kritik olduğu durumlarda özellikle önemlidir.


Karmaşıklığı Azaltmak

Karmaşıklığı azaltmak, kafa karışıklığını ve hataları önlemeye yardımcı olur.


ND serisi, Comen KPro serisi ve N serisinin kullanıcı arayüzü tasarımını devam ettirir. Kullanıcı, tüm işlemleri sadece üç dokunuşla tamamlayabilir.



Ayrıca, bakıcılar ekranı kaydırarak ihtiyaçlarına göre dört özelleştirilmiş arayüzü görüntüleyebilirler. Bu, hasta bilgileri ve hayati bulguların aranmasını etkili bir şekilde basitleştirir.



Günlük izleme için, ND serisi bakım verenler ve klinik uzmanlar için kapsamlı Klinik Yardımcı Uygulamalar (CAA) sunar. Bu uygulamalar, Erken Uyarı Skorları (EWS), Kritik Doğumsal Kalp Hastalığı (CCHD), Sepsis Rehberi, Glasgow Koma Skalası (GCS) ve 24 saatlik EKG özeti gibi özellikleri içerir.



Bu, sağlık hizmeti sağlayıcılarının temel görevlere ve verilere odaklanmasını sağlar, böylece daha doğru teşhisler ve daha iyi bilgilendirilmiş kararlar alınmasına yol açar.



Her Yerde Eriřilebilirlik.

Tasarımda basitlik, erişilebilirliği artırır ve sağlık araçlarını çeşitli senaryolarda kullanılabilir ve erişilebilir hale getirir.



Gizli bir kulp içinde yer alan ve kompakt bir form faktörü ile tasarlanmış olan monitör, bakıcıların cihazı birimler ve departmanlar arasında zahmetsizce taşımalarını sağlar, böylece transferler sırasında kesintisiz hareketlilik sunar.



Ayrıca, ND serisi bir trolley ile mobil çözümleri destekler ve bakıcıların monitörü son derece kolay bir şekilde hareket ettirmelerini sağlar.


Yatak başı izleme için ND serisi, GCX kolu kullanılarak güvenli bir şekilde duvara monte edilebilir. Bu, hem konforlu bir görüntüleme deneyimi sağlar hem de sınırlı yatak başı alanının en iyi şekilde kullanılmasını maksimize eder.



Saęlıęı Baęlayın



ND Serisi Monitörlerle kesintisiz veri iletimi ve entegrasyonun gücünü açığa çıkarın. Bu monitörler, merkezi izleme sistemleri ile sorunsuz bir şekilde bağlanacak şekilde tasarlanmıştır, klinik iş akışınızı geliştirir ve kapsamlı hasta bakımında erişiminizi genişletir.



ND serisinin IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) sertifikasını alması, karmaşık sağlık ekosisteminde sorunsuz entegrasyon ve birlikte çalışabilirliği sağlamak için çok önemlidir. IHE yönergelerine uyarak, ND serisi veri alışverişini geliştirir, entegrasyon zorluklarını azaltır ve birlikte çalışabilirliğe olan bağlılığı ile hasta bakımını artırır, daha baęlı ve verimli bir saęlık ortamı oluşturur.

Entegre Profiller	Uygulanan Aktörler
CT – Tutarlı Zaman (Consistent Time)	Zaman İstemcisi (Time Client)
DEC – Cihaz Kurum İletişimi (Device Enterprise Communication)	Cihaz Gözlem Raporlayıcısı (Device Observation Reporter)
ACM – Alarm İletişim Yönetimi (Alert Communication Management)	Alarm Raporlayıcısı (Alert Reporter)



Genel Merkez :

Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sk. Metropol İstanbul Sitesi
C1 Blok Kat: 25 No: 375 Ataşehir / İSTANBUL

Satış ve Teknik Servis :

Bostancı Mah. Yalı Yolu Sk. İsmail Ergin İş Merkezi
No: 54 B Blok Kat: 1 Kadıköy / İSTANBUL

Fabrika :

Deri OSB, Kösele Cad. (7. Yol) P3-2
Tuzla - Orhanlı / İSTANBUL

Tel : 0216 755 55 43 - 44 - 45

www.medelmedical.com
info@medelmedical.com
sales@medelmedical.com

   [medelmedical](https://www.instagram.com/medelmedical)

